



ETB-BISLIFE

## Fascia Lata *freeze dried*

### **Description**

500263/BT1007	Fascia Lata 2.5cm x 2.5cm, freeze dried
500274/BT1008	Fascia Lata 4cm x 4 cm, freeze dried
500271	Fascia lata 6cm x 6cm, freeze dried
500275	Fascia lata 10cm x 15cm, freeze dried
500274	Fascia lata 10cm x 10cm, freeze dried

### **Measurements**

L: Length taken along the plane of the fibers

W: Width taken against the plane of the fibers

## Klinische toepassing

- Ooglidcorrectie
- Buikwand reconstructie
- Dura mater vervanging
- Endoscopische endonasale reparatie van cerebrospinale vloeistof lekkage
- Laterale enkelbanden reconstructie
- Mediale patellofemorale ligament reconstructie
- Pubovaginale of urethrale sling plastiek voor incontinentie
- Reconstructie van posterieure wervel elementen na resectie van een aneurysmale botcyste
- Reparatie van peeschade aan vingers
- Rotator cuff reparatie
- Sacrocolpopexie bij prolapse
- Sella reconstructie na transsfenoidale chirurgie
- Voorste kruisband reconstructie,

Illustration:

